


Слуховые аппараты, налучшим образом способствующие активному образу жизни, при котором общение играет важнейшую роль.

Bravissimo – правильное решение!

www.widex.com



Printed by FB / 10-05
9 502 0580 032 #01

МЕДИЦИНСКАЯ АУДИО

Слуховой аппарат Bravissimo не требует Вашего внимания, так как он автоматически приспосабливается к звуковой обстановке – естественным и комфортным образом.

Для слуховых аппаратов Bravissimo доступен ряд дополнительных опций (в зависимости от модели и размера): доступные модели с регулятором громкости, позволяющим дополнительно регулировать автоматически настроенной громкости. Также доступен ряд программ прослушивания: "M", "T" и "MT";

Когда слуховой аппарат установлен в режим «M», Вы будете слышать окружающие звуки, поступающие в микрофон слухового аппарата. Выбрав режим «T», Вы будете слышать звуки, поступающие непосредственно в телефонную катушку, так и окружающие звуки.

Слуховые аппараты Bravissimo также оснащены системой звукового предупреждения разряда батареи, регулировки громкости и переключения между программами.

Слуховые аппараты Bravissimo можно легко и быстро настроить в соответствии с требованиями каждого клиента. В большинстве случаев слушает первоначальная настройка является весьма точной, что способствует быстрому привыканию к слуховым аппаратам.

Быстрота и легкость в настройке...

Слуховые аппараты Bravissimo можно легко и быстро настроить в соответствии с требованиями каждого клиента. В большинстве случаев слушает первоначальная настройка является весьма точной, что способствует быстрому привыканию к слуховым аппаратам.

Множество возможностей точной настройки позволяет учесть Ваши специфические потребности и предпочтения, даже если они изменятся после периода привыкания к слуховым аппаратам.





Bravissimo – очевидный выбор...

Bravissimo является новой серией цифровых слуховых аппаратов, разработанной компанией Widex для всех людей с нарушениями слуха, желающих вести активный образ жизни и общаться с другими на равных. Теперь Вы можете наслаждаться всеми звуками Вашей повседневной жизни. Благодаря направленной технологии, используемой в Bravissimo, Вы сможете принять активное участие в повседневном общении с одним человеком или несколькими людьми. Таким образом, Вы сможете вести более

активный образ жизни.

Используя свой огромный опыт в области цифровых технологий, компания Widex разработала Bravissimo – полный модельный ряд слуховых аппаратов, компенсирующих практически все типы нарушений слуха и соответствующих практически всем индивидуальным потребностям и предпочтениям пользователей. Высокое качество звука и гибкость Bravissimo способствуют быстрому привыканию к новому слуховому аппарату.

Множество возможностей...

Жизнь предоставляет множество возможностей, и, естественно, Вы должны использовать их в полной мере, как любой другой человек. В Вашей повседневной жизни многое зависит от Вашей способности общаться с другими людьми.

Поэтому, для того чтобы Вы могли вести активный образ жизни, при котором общение играет

важнейшую роль, Вы должны иметь такие же возможности, которые имеют люди без нарушений слуха в процессе общения. Для этого необходим слуховой аппарат, оснащенный интегральным направленным микрофоном, который поможет Вам сосредоточиться на речи и обеспечит естественное качество звука и максимальный комфорт звучания.



Слуховой аппарат Bravissimo, оснащенный направленным микрофоном, способствует общению, как на работе, так и в Ваше свободное время. Он позволяет свободное общение, даже в ситуациях, когда присутствует ряд источников звука или фоновый шум.

В ситуациях, когда Вам необходимо слышать речь, будь то речь одного человека или нескольких людей, направленный микрофон помогает Вам сосредоточиться на говорящем. Для этого просто поверните голову в направлении человека, которого Вы желаете слышать. Слуховой аппарат улавливает и усиливает речь, которую Вы желаете слышать, одновременно подавляя фоновый шум, поступающий с боковых сторон или сзади. Кроме этого, слуховой аппарат усиливает все остальные окружающие звуки естественным и комфортным образом.

Свобода выбора...

Важно подобрать слуховые аппараты, которые отвечают Вашим индивидуальным потребностям.

Слуховой аппарат Bravissimo, оснащенный направленным микрофоном, обеспечивает естественное и комфортное качество звука, оптимальную разборчивость речи и большой срок службы батареек. Кроме этого, его можно приспособить к Вашим индивидуальным потребностям. Серия Bravissimo включает в себя

несколько моделей с направленным микрофоном – от внутриушной и миниатюрной заушной модели до мощной заушной модели. Благодаря этому широкому ассортименту Вам легко подобрать модель слухового аппарата, наилучшим образом

соответствующую Вашему нарушению слуха, а также Вашим предпочтениям в цвете и дизайне.

