

widex mind220™

the pleasure of hearing



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

Слушать – одно удовольствие

Слуховые аппараты серии mind от Widex превращают процесс слушания в удовольствие.

Серия слуховых аппаратов mind™220 – не исключение.

Предлагая ряд проверенных характеристик, оптимизирующих восприятие звука, слуховой аппарат mind220 является прекрасным выбором для тех, кто хочет наслаждаться высококачественным звучанием и проверенной технологией по доступной цене.

Звуки для Вас

Люди с нарушением слуха часто испытывают трудности при восприятии высокочастотных звуков, таких как пение птиц или музыка. Для решения этой проблемы мы разработали Расширитель Диапазона Слышимости. Эта программа восстанавливает слышимость высокочастотных звуков.

Кроме этого, Расширитель Диапазона Слышимости также оптимизирует восприятие речи, например, речи детей, так как он перемещает неслышимые звуки в более низкочастотный диапазон, где они снова становятся слышимыми.

Сообщения для Вас

Какая программа выбрана? Скоро ли разрядятся батарейки? Уникальные речевые сообщения SmartSpeak в mind220 сообщают Вам о состоянии функций слухового аппарата. Например, сообщения SmartSpeak предупреждают, когда заканчивается срок работы батареек. При выборе другой программы SmartSpeak сообщает Вам о том, какая именно программа выбрана.

Благодаря этому Вы имеете полный контроль над слуховым аппаратом.

Серия слуховых аппаратов mind™220



Наслаждение звучанием

Как и все слуховые аппараты Widex, mind220 предлагает превосходное звучание. Наша технология обработки звука позволяет mind™220 реагировать на изменения в звуковой обстановке.

Независимо от того, где Вы находитесь, поступающие сигналы обрабатываются так, чтобы они всегда были как можно четче и детальнее – даже в шумных ситуациях.

Вам остается только наслаждаться качеством звучания.

Программа для Вас

mind220 предлагает ряд программ прослушивания на Ваш выбор. Кроме стандартной программы Вы можете выбрать программу прослушивания музыки, программу просмотра телевизора и программу, оптимизирующую комфорт звучания.

Некоторые модели также предлагают режим разговора по телефону. Более детальную информацию о программах Вы можете получить у Вашего специалиста по настройке слуховых аппаратов.

Модель для Вас

Слуховые аппараты серии mind220 доступны в разных моделях, способных удовлетворить потребности любого пользователя – от глубоководной до мощной заушной модели. Ваш специалист поможет Вам выбрать оптимальную для Вас модель.

Расцветки

Цвет для Вас

Слуховые аппараты mind™220 доступны в гамме элегантных расцветок, от смолянисто-черного до тепло-шелкового цвета.

Базовые расцветки (доступные для моделей *m* и 9)



Смолянисто-
черный



Титановый
серый



Зимне-
серебристый



Темно-
серый



Тепло-
бежевый



Зимне-
серебристый



m – нижняя часть корпуса / Темно-серый

Защиты микрофона



Коричневый
капучино



Тепло-бежевый



Смолянисто-черный



Зимне-серебристый



Тепло-шелковый



Темно-серый



Титановый серый



Тепло-
бежевый



Коричневый
Капучино



Тепло-
шелковый



m – нижняя часть корпуса / Коричневый

widex mindTM220

the pleasure of hearing

Более подробную информацию о mind220 Вы можете получить у Вашего специалиста или на сайте www.widex.com/mind220

Названия Widex и mind являются торговыми марками компании Widex A/S.

www.widex.com/mind220

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



Printed by FB / 05-10
9 502 2027 032 #01



Mixed Sources

Product group from well-managed forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. SW-COC-003593
© 1996 Forest Stewardship Council

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING