


BTE 13 POWER PLUS

ЗАУШНЫЕ


i110/i90/i70/i30/i20

ДИАПАЗОН ПОДХОДЯЩИХ АУДИОГРАММ



Диапазон примерки Z Series Power Plus BTE 312

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ SURFLINK



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




РОЖОК

Характеристика

	ANSI/IEC камера малого объема 2 см ³	IEC OES камера малого объема
Максимальное ВУЗД90 (дБ)	140	142
ВУЗД90 NFA (дБ)	131	N/A
ВУЗД90 RTF (дБ)	N/A	136
Максимальное усиление (дБ)	80	84
Усиление NFA (дБ)	72	N/A
Усиление RTF (дБ)	N/A	76
Частотный диапазон (Гц)	100-5400	100-5700
Референсная частота (кГц)	N/A	1.6
Частоты NFA (кГц)	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Тестовое усиление по референсной частоте (дБ)	54	61
Приведённый ко входу уровень шумов (дБ)	<26	<26
Нелинейные искажения		
500 Гц (%)	<5	<5
800 Гц (%)	<2	<2
1600 Гц (%)	<1	<1
Чувствительность индукционной катушки		
Тест по ANSI (ВУЗД, дБ)	104	N/A
Тест по IEC (ВУЗД, дБ)	N/A	101
Ток в рабочем режиме (мА)	2.1	1.8
Ток в режиме ожидания (мА)	1.5	1.5
Продолжительность работы элемента питания при 16-часовом дне		
13 батареек (дн.)	8-12	8-12

▶ **Матрицы** 140/80

▶ **Размер элемента питания** 13



ЧУ ВУЗД90 (серая) и ЧУ полного акустического усиления (черная) кривые для Z Series Power Plus BTE 312 с рожком

ПРЕМИУМ
i110

ЗВУКОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 16 КАНАЛОВ

VOICE IQ² **MIN** **MAX**
Сила подавления шума

НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ AURA

- Directionality Plus
- Adaptive 16 channels
- Speech Sense
- Dynamic

АДАПТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 5 УРОВНЕЙ

Звуковая среда

- Производственный шум
- Речь в шум
- Ветер
- Ташинка
- Речь
- Шум

SpeechTrax Boost

БИНАУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ

- Ветер
- Направленность
- Производственный шум

ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Громкость
- Программы
- Бинауральный телефонный режим

СОВМЕСТИМОСТЬ С АКСЕССАРАМИ SURFLINK

- Mobile
- Программист
- Remote
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- 3D Speech Mapping
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

ПЕРЕДОВОЙ
i90

ЗВУКОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 12 КАНАЛОВ

VOICE IQ² **MIN** **MAX**
Сила подавления шума

НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ AURA

- Directionality Plus
- Adaptive 12 channels
- Speech Sense
- Dynamic

АДАПТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 3 УРОВНЯ

Звуковая среда

- Производственный шум
- Речь в шум
- Ветер
- Ташинка
- Речь
- Шум

SpeechTrax Boost

БИНАУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ

- Ветер
- Направленность
- Производственный шум

ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Громкость
- Программы
- Бинауральный телефонный режим

СОВМЕСТИМОСТЬ С АКСЕССАРАМИ SURFLINK

- Mobile
- Программист
- Remote
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

ИЗБРАННЫЙ
i70

ЗВУКОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 8 КАНАЛОВ

VOICE IQ² **MIN** **MAX**
Сила подавления шума

НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ AURA

- Directionality Plus
- Adaptive 8 channels
- Speech Sense
- Dynamic

АДАПТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 2 УРОВНЯ

Звуковая среда

- Производственный шум
- Речь в шум
- Ветер
- Ташинка
- Речь
- Шум

SpeechTrax Boost

БИНАУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ

- Направленность

ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Громкость
- Программы
- Бинауральный телефонный режим

СОВМЕСТИМОСТЬ С АКСЕССАРАМИ SURFLINK

- Mobile
- Программист
- Remote
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Пространственная передача звука
Усиление аудиопотока
Направленный режим AURA

Распознавание речи
Подавление обратной связи на низкой чувствительности
Динамическое определение направленности**

Автоматические телефонные решения
Отображение речи
Продвинутые программы (музыка, ТВ, отдых, катушка, отключение бинауральности)

БАЗОВЫЙ i30

**ЗВУКОВОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ** 6 КАНАЛОВ



**НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ
AURA**

- Directionality Plus
- Adaptive 6 Channels
- Speech Sense
- Dynamic

**АДАПТИВНЫЕ
РЕЖИМЫ** 2 УРОВНЯ



БИНАУРАЛЬНЫЕ

- Head Tracking
- Head Positioning
- Head Orientation
- Head Rotation

**ПОДАВЛЕНИЕ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ**

**УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

- Громкость
- Программы
- Индивидуальный телефонный режим

**СОВМЕСТИМОСТЬ
С АКСЕССУАРАМИ
SURFLINK**

- Mobile
- Программы
- Remote
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- 3D Speech Mapping
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

ЭКОНОМ i20


**ЗВУКОВОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ** 4 КАНАЛА



**НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ
AURA**

- Directionality Plus
- Adaptive
- Speech Sense
- Dynamic

**АДАПТИВНЫЕ
РЕЖИМЫ** 2 УРОВНЯ



БИНАУРАЛЬНЫЕ

- Head Tracking
- Head Positioning
- Head Orientation
- Head Rotation

**ПОДАВЛЕНИЕ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ**

**УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

- Громкость
- Программы
- Индивидуальный телефонный режим

**СОВМЕСТИМОСТЬ
С АКСЕССУАРАМИ
SURFLINK**

- Mobile
- Программы
- Remote
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- 3D Speech Mapping
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

T² On Demand Programming*
HydraShield²
In-Situ Audiometry*

* Недоступно для i20
** Опционально для ITE-ITC

**ОКРУЖАЮЩАЯ
ОБСТАНОВКА**

**ПРЕМИУМ
ТЕХНОЛОГИИ**
очень шумно

**Что
подходит
для Вашего
пациента**



ТОЛПА



АВТО



ТЕАТР



ВЕЧЕРИНКА



РАБОТА



МАГАЗИН



СОВЕЩАНИЕ



РЕСТОРАН



УЛИЦА



ХРАМ



БЕСЕДА



ДОМ



**ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**
шумно

**ИЗБРАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**
тихо

**БАЗОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**
очень тихо

i110

i90

i70

i30