


ITC

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ


i110/i90/i70/i30/i20

ДИАПАЗОН ПОДХОДЯЩИХ АУДИОГРАММ



Диапазон примерки Z Series ITC

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ SURFLINK



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ITC

Характеристика

	ANSI/IEC камера малого объема 2 см ³	IEC OES камера малого объема
Максимальное ВУЗД90 (дБ)	110-130	119-138
ВУЗД90 NFA (дБ)	105-125	N/A
ВУЗД90 RTF (дБ)	N/A	111-137
Максимальное усиление (дБ)	40-70	49-79
Усиление NFA (дБ)	36-63	N/A
Усиление RTF (дБ)	N/A	43-75
Частотный диапазон (Гц)	100-7000	100-7200
Референсная частота (кГц)	N/A	1.6
Частоты NFA (кГц)	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Тестовое усиление по референсной частоте (дБ)	28-48	36-62
Приведённый ко входу уровень шумов (дБ)	<25	<25
Нелинейные Искажения		
500 Гц (%)	<3	<3
800 Гц (%)	<3	<3
1600 Гц (%)	<3	<3
Чувствительность индукционной катушки		
Тест по ANSI (ВУЗД, дБ)	99-108	N/A
Тест по IEC (ВУЗД, дБ)	N/A	92-105
Ток в рабочем режиме (мА)	1.3-1.4	1.3-1.4
Ток в режиме ожидания (мА)	1.15-1.25	1.15-1.25
Продолжительность работы элемента питания при 16-часовом дне		
312 батарейка (дн.)	7-10	7-10

- ▶ **Матрицы** 110/40, 115/50, 120/60, 130/70
- ▶ **Размер элемента питания** 312



ЧХ ВУЗД90 (серая) и ЧХ полного акустического усиления (черная) кривые для внутриканальных Z Series ITC на матрице 130/70

ПРЕМИУМ
i110


ЗВУКОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 16 КАНАЛОВ



НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ **AURA**

- Directionality Plus
- Adaptive 16 channels
- Speech Sense
- Dynamic

АДАПТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 5 УРОВНЕЙ



БИНАУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ

- Ветер
- Направленность
- Производственный шум

ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Пользовательский телефонный режим
- Громкость
- Программы

СОВМЕСТИМОСТЬ С АКСЕССУАРАМИ SURFLINK

- Mobile
- Регистратор
- Bluetooth
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- 3D Speech Mapping
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

ПЕРЕДОВОЙ
i90

ЗВУКОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 12 КАНАЛОВ



НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ **AURA**

- Directionality Plus
- Adaptive 12 channels
- Speech Sense
- Dynamic

АДАПТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 3 УРОВНЯ



БИНАУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ

- Ветер
- Направленность
- Производственный шум

ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Бинауральный телефонный режим
- Громкость
- Программы

СОВМЕСТИМОСТЬ С АКСЕССУАРАМИ SURFLINK

- Mobile
- Регистратор
- Remote
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

ИЗБРАННЫЙ
i70

ЗВУКОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 8 КАНАЛОВ



НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ **AURA**

- Directionality Plus
- Adaptive 8 channels
- Speech Sense
- Dynamic

АДАПТИВНЫЕ РЕЖИМЫ 2 УРОВНЯ



БИНАУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ

- Направленность

ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Бинауральный телефонный режим
- Громкость
- Программы

СОВМЕСТИМОСТЬ С АКСЕССУАРАМИ SURFLINK

- Mobile
- Регистратор
- Remote
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Пространственная передача звука
Усиление аудиопотока
Направленный режим AURA

Распознавание речи
Подавление обратной связи на низкой чувствительности
Динамическое определение направленности**

Автоматические телефонные решения
Отображение речи
Продвинутые программы (музыка, ТВ, отдых, катушка, отключение бинауральности)

БАЗОВЫЙ i30

**ЗВУКОВОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ** 6 КАНАЛОВ



**НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ
AURA**

- Directionality Plus
- Adaptive Channels
- Speech Sense
- Dynamic

**АДАПТИВНЫЕ
РЕЖИМЫ** 2 УРОВНЯ



БИНАУРАЛЬНЫЕ*

- Stereo
- Surround

**ПОДАВЛЕНИЕ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ**

**УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

- Громкость
- Программы
- Индивидуальный телефонный режим

**СОВМЕСТИМОСТЬ
С АКСЕССУАРАМИ
SURFLINK**

- Mobile
- Программы
- Remote
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- 3D Speech Mapping
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

ЭКОНОМ i20


**ЗВУКОВОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ** 4 КАНАЛА



**НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ
AURA**

- Directionality Plus
- Adaptive Channels
- Speech Sense
- Dynamic

**АДАПТИВНЫЕ
РЕЖИМЫ** 2 УРОВНЯ



БИНАУРАЛЬНЫЕ*

- Stereo
- Surround

**ПОДАВЛЕНИЕ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ**

**УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

- Громкость
- Программы
- Индивидуальный телефонный режим

**СОВМЕСТИМОСТЬ
С АКСЕССУАРАМИ
SURFLINK**

- Mobile
- Программы
- Remote
- Media

+ Stream Boost

- FrequencyTrax
- SoundPoint
- Self Learning
- Swap Fit
- 3D Speech Mapping
- ISO-Clear Compression
- Auto Experience Manager
- MultiFlex Tinnitus Technology

T² On Demand Programming*
HydraShield²
In-Situ Audiometry*

* Недоступно для i20
** Опционально для ITE-ITC

**ОКРУЖАЮЩАЯ
ОБСТАНОВКА**



ТОЛПА



АВТО



ТЕАТР



ВЕЧЕРИНКА



РАБОТА



МАГАЗИН



СОВЕЩАНИЕ



РЕСТОРАН



УЛИЦА



ХРАМ



БЕСЕДА



ДОМ



**ПРЕМИУМ
ТЕХНОЛОГИИ**
очень шумно



i110

**ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**
шумно



i90

**ИЗБРАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**
тихо



i70

**БАЗОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**
очень тихо



i30

**Что
подходит
для Вашего
пациента**



Слуховые решения Z Series с беспроводными технологиями следующего поколения разработаны, чтобы помочь в разнообразных акустических условиях.

Какое решение оптимально подойдет вашему пациенту зависит от его уровня занятости и активности, от того, в каких условиях он находится чаще.